

CPAPY DO TERAPII OBTURACYJNEGO BEZDECHU SENNEGO

Funkcje urządzenia

Komora wodna
Jednoczęściowa, o pojemności 420 ml, nadająca się do mycia w zmywarce do naczyń.



Kolanko
Służy do podłączenia do aparatu rury oddechowej podgrzewanej ThermoSmart™ lub standardowej rury oddechowej. Kolanko obraca się umożliwiając przyjęcie właściwej pozycji.



SmartStick™ / port USB
Port USB wyposażony jest w kartę SmartStick™ do zapisywania danych o pacjencie, skuteczności leczenia i przepływu.



Pokrywa komory
Musí być dobrze dopasowana dla zapewnienia optymalnego ciśnienia. Może także służyć jako uchwyt do przenoszenia aparatu.



Menu System
Ekran główny z zegarem jako ustawieniem domyślnym. Każdy punkt tarczy zegara przedstawia dostępne opcje ustawienia.



Filtr powietrza
Zapewnia filtrowanie powietrza z cząsteczek i kurzu.




SmartDial™
Intuicyjne dotykowe poruszanie się w Systemie Menu na zasadzie: Naciśnij, Obróć, Naciśnij.



FlexiFit 405



Zest



Opus



FlexiFit 431



Oracle

FUNKCJE	Auto	Premo	Novo
	ICONAAE	ICONPBE	ICONNAE
W pełni zintegrowany	•	•	•
Technologia ThermoSmart™	•	•	•
Automatyczna regulacja ciśnienia	•	•	•
Raportowanie skuteczności	•	•	•
Raportowanie przestrzegania zaleceń	•	•	•
SmartStick™	•	•	•
SensAwake™	•	•	•
Automatyczna regulacja wysokości n.p.m.	automatyczna	automatyczna	ręczna
Kompensacja nieszczelności	•	•	•
Zegar/Budzik	•	•	•
Technologie InfoSmart™	zaawansowana	zaawansowana	podstawowa

Zestaw podstawowy: aparat ICON, torba przenośna, rura oddechowa, filtr powietrza, komora wodna, maska nosowa lub doustna
Opcja: maska na nos i usta

Lokalny Przedstawiciel

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Autoryzowany przedstawiciel:

NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa, tel.: (22) 616 3245, faks: (22) 617 0785. www.nztechno.com